



## MATCHA LATTE

POUR LE KISAG WHIPPER 0.5 L

### INGRÉDIENTS

**50 ml** de lait

**2 cuil.** à soupe de matcha en poudre

**500 ml** d'eau

### PRÉPARATION

Mélanger le matcha en poudre avec l'eau et verser dans le siphon Kisag. Insérer une capsule Kisag et secouer énergiquement 8 à 10 fois.

Remplir une tasse avec le mélange directement sorti du siphon. Recouvrir de mousse de lait.

*Le plaisir de cuisiner!*